

POLSINI

(COPPIA)



Descrizione

Cinghie di fissaggio per letto con chiusura a calamita o ironclip.

Effetti e vantaggi

Fissa saldamente o liberamente uno o entrambi i polsi.

Composizione

- Polipropilene: 100% poliestere.
- Imbottitura: 20% pelle scamosciata (100% poliestere), 20% velluto (100% poliammide) e 60% schiuma.
- Tela: 75% cotone e 25% poliestere.

Chiusura con calamita o fermaglio.

Nastro in polipropilene.

dimensioni

universali.

Manutenzione

Non richiedono cure particolari, basta lavarli periodicamente a mano o in lavatrice.

Asciugare in posizione orizzontale senza esporre a fonti dirette di calore.

Temperature massime per materiale: - Tela





e polipropilene: 60°C.

- Imbottitura: 30°C.

Garanzia

Il periodo di garanzia è di due anni dalla data di acquisto. Tale garanzia non copre la normale usura del prodotto e non sostituisce le garanzie legali. Si prega di contattare il dipartimento qualità dell'azienda in caso di incidente per risolverlo.

Polsini (coppia)
Modelli




Colori

Polipropilene
Nero

tela

Imbottito
Marino



MODELLO	MAGLIERIA	CHIUSURA	RIF.
cinture da polso	Polipropilene	Magnete	303100
		ironclip	303104
	Imbottito	Magnete	303114
		ironclip	303305
	tela	Magnete	303110
		ironclip	303108

