

SUPPORTO GAMBE A LETTO (COPPIA)



Descrizione

Fissaggio gambe al letto in diversi materiali: imbottitura, polipropilene e tela con chiusure a fibbia, calamita o ironclip.

Effetti e vantaggi

Fissano liberamente o saldamente una o entrambe le caviglie.

Composizione

- Polipropilene: 100% poliestere.
 - Imbottitura: 20% pelle scamosciata (100% poliestere), 20% velluto (100% poliammide) e 60% schiuma.
 - Tela: 75% cotone e 25% poliestere.
- Chiusura con fibbia, calamita o ironclip.
Nastro 100% polipropilene.

Dimensioni

Si adatta a qualsiasi tipo di caviglia.

Manutenzione

Non necessitano di cure particolari, è sufficiente lavarli periodicamente a mano o in lavatrice.
Asciugare in posizione orizzontale senza esporre a fonti dirette di calore.

Temperature massime per materiale:

- Tela e polipropilene: 90°C.

- Imbottitura: 40°C.

Garanzia


Il periodo di garanzia è di due anni dalla data di acquisto. Questa garanzia non copre la normale usura del prodotto e non sostituisce le garanzie legali. Si prega di contattare il dipartimento di qualità dell'azienda in caso di incidente per risolverlo.

Fissaggio gambe al letto (coppia) Modelli


01




02





03



04



05



MODELLO	FAZZOLETTO DI CARTA	CHIUSURA	RIF.
cavigliere per letto	Polipropilene	Magnete	404300
		Fibbia	404100
		clip di ferro	404350
	Imbottito	Magnete	404500
		Fibbia	404200
		clip di ferro	404550
	tela	Magnete	404400
		clip di ferro	404450

Colori



Polipropilene
Nero



tela



Imbottito
Marino

