

S800

BY SCOOTLY®

Lo scooter per la mobilità ultramoderno,
per uno stile di vita attivo



Viaggiate in un nuovo modo

Modernissimo, elegante e ideato per l'avventura, il nuovo Sterling S800 by Scoozy porta la mobilità a un livello superiore.

Ruote larghe, sospensioni avanzate e una batteria al litio da 70 Ah offrono un'impareggiabile guida fluida e stabile su ogni tipo di terreno, con una autonomia fino a 50 km.

I comandi simili a quelli di una bicicletta rendono S800 by Scoozy facile da guidare; è la scelta ideale per coloro che desiderano sentirsi attivi e indipendenti sia quando esplorano le strade di città sia quando si avventurano nella natura.

Ovunque andrete, attirerete gli sguardi di tutti. Grazie a uno stile moderno ed elegante, S800 by Scoozy non è solo un mezzo di trasporto, è una vera e propria dichiarazione.



Questo non è solo
un mezzo di trasporto...

E' una Dichiarazione.



Progettato per viaggiare

S800 by Scoozy è stato progettato per migliorare la guida con **comfort, potenza e affidabilità**. Sia che dobbiate guidare su diversi tipi di terreni, sia che desideriate affrontare lunghe avventure o dobbiate superare ostacoli, le sue caratteristiche innovative vi consentiranno di muovervi con facilità e fiducia.

Grande tenuta di strada

Affrontate sentieri naturali, ambienti urbani e strade sconnesse con fiducia. Le robuste ruote da 18" sono state progettate per offrire **aderenza e stabilità eccellenti**, assicurandovi una guida fluida e sicura su varie superfici.



Arrivate più lontano con meno ricariche

Godetevi la libertà di esplorare arrivando ancora più lontano con un'impareggiabile autonomia fino a 50 km* per singola ricarica. Perfetto per lunghi viaggi e grandi avventure.



* L'autonomia dipende dalla superficie e dalla tipologia di terreno, dal peso dell'utente, dallo stile di guida e dalla temperatura esterna.



Sospensioni superiori per una guida fluida

Dal momento in cui vi siederete, sperimenterete una guida incredibilmente confortevole, che affrontate strade di città o terreni accidentati. Grazie alle sospensioni sia sulle ruote anteriori che posteriori, **ogni movimento sarà ammortizzato** per un'esperienza ancora più confortevole. Le sospensioni posteriori sono anche regolabili, potranno così essere messe a punto per offrirvi un livello ottimale di supporto e di comfort.



Superamento ostacoli e accelerazione senza sforzo

Accelerazione fluida ma reattiva

grazie a un motore dalle prestazioni elevate, dotato di coppia e potenza impressionanti che vi consentiranno di superare con facilità cordoli alti e salite ripide.



Velocità per arrivare prima

Grazie a una **velocità massima di 18 km/h**, potrete accorciare i tempi del vostro viaggio mantenendo il controllo dello scooter e sentendovi sempre sicuri.

Progettato per il vostro comfort

Sterling S800 by Scoozy renderà ogni vostro viaggio confortevole grazie al **design ergonomico**, al sedile morbido e imbottito, allo schienale solido e confortevole e a una grande facilità di regolazione per trovare la posizione perfetta.



Design spazioso

S800 by Scoozy è dotato anteriormente di un ampio spazio perché possiate posizionare comodamente i piedi, riducendo lo sforzo del corpo e godendo così di una guida più fluida e piacevole anche su dossi e ostacoli.



Seduta regolabile per un comfort personalizzato

Trovate la vostra posizione perfetta grazie alle facili regolazioni della seduta. Sterling S800 by Scoozy si adatta alla vostra postura ideale, migliorando così da ogni punto di vista la vostra esperienza di guida.



Comandi facili da usare


Guidate senza sforzo grazie al familiare **manubrio tipo bicicletta, equipaggiato con comandi intuitivi**: la leva per l'accelerazione, il cruise control e i freni azionabili a mano vi daranno il pieno controllo del mezzo in ogni momento.

Grazie al design ergonomico, mani, braccia e schiena non saranno sottoposte a sforzo e potrete così godervi il viaggio quanto la destinazione.

Il grande display a colori, dotato di tecnologia di blocco NFC-tag per tenere al sicuro il vostro S800, vi offrirà un'esperienza d'utilizzo moderna.



Scansionate il QR code con il vostro smartphone per vedere com'è facile guidare S800.





Uno scooter come nessun altro

Entrate nel domani grazie a **S800 by Scoozy**, un capolavoro di design moderno e ingegneria d'avanguardia. Realizzato per coloro che osano ridefinire il proprio modo di viaggiare, questo scooter vanta **una forma elegante e futuristica, linee pulite e finiture di pregio**. La sua struttura aerodinamica e le curve sottili attireranno gli sguardi di tutti, offrendo una guida tanto elegante quanto all'avanguardia.



Tutto ciò che serve in un colpo d'occhio

Display LCD a colori Liquid Retina, funzione di blocco NFC e porta di ricarica USB.



Guidate senza sforzo

Navigate senza fatica con il familiare manubrio stile bicicletta, dotato di acceleratore a pollice, freni azionabili a mano e cruise control.



Personalizzatelo come desiderate

Sulla barra degli accessori è possibile montare facilmente una serie di accessori di alta qualità.



Essere visibili, essere sicuri

Le luci e le frecce a LED integrate garantiscono un'illuminazione affidabile sia di giorno che di notte.



Grande autonomia per arrivare lontano

La batteria al litio da 70 Ah offre un'autonomia di 50 km per viaggiare senza preoccupazioni, anche a temperature inferiori allo zero, e può essere ricaricata in qualsiasi momento senza perdita di prestazioni.



Seduta ergonomica

Un'esperienza di seduta davvero unica grazie al **sedile morbido e imbottito** e allo **schienale rigido e confortevole**.



Trazione superiore

Le robuste **ruote da 18"** garantiscono un'aderenza e una stabilità imbattibili.



Guida fluida

Le **sospensioni avanzate** assorbono gli urti per una guida confortevole su qualsiasi terreno.



Posizione per le gambe confortevole

L'**ampio spazio per le gambe** assicura una posizione di seduta ergonomica ottimale.



Accessori

Personalizzate il vostro S800 by Scoozy con tanti accessori di grande qualità. Tutti possono essere montati senza sforzo sulle barre di montaggio per gli accessori di S800, per offrirvi un'ampia scelta di opzioni che renderanno la vostra guida ancora più piacevole. La struttura aerodinamica e le curve sottili attireranno gli sguardi di tutti,

Queste opzioni possono essere ordinate facilmente con la scheda d'ordine.



Adattatore KLICKfix per accessori non Sunrise Medical

Ordinate l'adattatore Klickfix per montare qualunque accessorio compatibile con KLICKfix! L'adattatore KLICKfix per manubrio con morsetto è necessario per montare il cestino sulla barra degli accessori.



Specchietto retrovisore (montato a sinistra)

Specchietto retrovisore montato a sinistra in plastica nera, dimensioni 105 mm.



Cestino estraibile (con adattatore KLICKfix)

Il cestino Lamello KLICKfix da 18 l offre un accesso facile e un posto sicuro per i vostri effetti personali.



Supporto per telefono RAM

Il supporto per telefono RAM può essere posizionato sulla barra anteriore per gli accessori. Potrete facilmente inserire e rimuovere il telefono dal supporto a X. Posizionate lo orizzontalmente o verticalmente nel supporto.

Barre degli Accessori

Dietro il telaio e sotto la seduta ci sono due barre per il montaggio degli accessori per aggiungere al vostro scooter tutta una serie di accessori adatti ad uno scooter per la mobilità.

Approfittate della compatibilità di S800 con tanti accessori che potrete acquistare presso altri produttori per rendere ancora più pratico il vostro scooter.

Ecco qualche esempio:



Portapacchi Vario Rack (Sport)*

I portapacchi KLICKfix compatti e leggeri si agganciano all'adattatore della barra a due diverse altezze. I ganci a clip regolano le cinghie sul telaio in alluminio, mentre una cinghia centrale regolabile con fibbia e catarifrangente rende sicuro il vostro bagaglio.



Cestino in tessuto Reisetel*

Aggiungete colore con il cestino da bicicletta in tessuto Reisetel di KLICKfix, dotato di una tasca anteriore, uno scomparto interno con cerniera, una tasca per il telefono, un'apertura con coulisse e una custodia estraibile. Compatibile con l'adattatore da manubrio KLICKfix.



Cestino per animali domestici*

KLICKfix Doggy è una comoda borsa da manubrio per animali domestici fino a 5 kg. Include maniglia per il trasporto, catarifrangente, tasca con zip e scomparti in rete. Si fissa saldamente all'adattatore per manubrio.



Parabrezza*

Considerate il parabrezza Polisport di un seggiolino da bici per bambini. Questo tipo di parabrezza ha le stesse dimensioni di quelli utilizzati per uno scooter (per la mobilità) e si adatta perfettamente alla barra degli accessori di S800 by Scoozy**.

*Acquistabile unicamente dal Produttore terzo.

**L'adattatore Klickfix con cestino non è compatibile con il parabrezza.

Dati tecnici

Larghezza/Lunghezza totale	680 x 1370 mm
Profondità seduta effettiva	430 mm
Larghezza seduta effettiva	508 mm
Velocità massima	18 Km/h
Portata massima	160 kg
Autonomia (ISO 7176-15)*	50 Km
Batteria	Agli Ioni di Litio 24V 70 Ah
Ruote	Pneumatici 18"
Diametro del cerchio di rotazione	1400 mm
Peso incluse le batterie	100 kg
Comando	Leva per l'accelerazione a destra o a sinistra
Superamento ostacoli	Max. 100 mm
Colori	Pale Green (RAL 6021)

*L'autonomia dipende dalla superficie e dalla tipologia di terreno, dal peso dell'utente, dallo stile di guida e dalla temperatura esterna.

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29123 Piacenza - Italia
Tel.: +39 0523 573111
e-mail: info@sunrisemedical.it



PB_S800 By Scoozy Rev.1



Ora che avete letto tutto sullo Sterling S800 by Scoozy, perchè non richiedere una prova gratuita per provarlo voi stessi?

Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d'ordine presente sul nostro sito web. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical.



Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it



www.SunriseMedical.it



WHERE YOU WANT TO BE.