

NEATECH™

—
LINEA JOB



Leggera



Chiudibile



Facile
trasporto

Job
Walker



NEATECH

JOB WALKER ... E VADO DOVE VOGLIO!

Job walker è un deambulatore che consente di affrontare agevolmente terreni impervi come sabbia o neve, grazie a delle soluzioni innovative brevettate dalla Neatech, come il telaio in lega leggera e le ruote a deformazione controllata.

Le ruote consentono di non affondare su suoli soffici o poco compatti e il telaio in lega leggera garantisce un'elevata resistenza al peso e alla corrosione marina.

Job Walker è ideale anche per le persone con difficoltà motorie legate all'età, che cos' potranno affrontare contesti ambientali altrimenti insuperabili con i deambulatori tradizionali.

Le ruote, garantendo un'ampia superficie di contatto, sono adatte anche per il prato e la ghiaia, quindi Job Walker è utilizzabile in qualsiasi contesto e in tutte le stagioni.

La seduta ribaltabile facilita il riposo per brevi soste e il tessuto, molto resistente, è realizzato in un materiale che non trattiene la sabbia e che si asciuga facilmente.

CARATTERISTICHE



Costruita con materiali resistenti all'acqua marina



Seduta ribaltabile per massima comodità d'uso



Elevata manovrabilità e supporto sui terreni inconsistenti



Ergonomica e confortevole



Manici regolabili



Telaio smontabile

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza totale	380 mm
Larghezza totale	900 mm
Lunghezza trasporto minimo	900 mm
Altezza seduta	480 mm
Peso totale	12 kg più 1,8 kg a ruota
Peso massimo utente	100 kg
Larghezza seduta	460 mm
Profondità seduta	390 mm
Larghezza schienale	460 mm
Altezza schienale	445 mm
Angolo di regolazione schienale	fisso
Angolo di regolazione pedane	fisso
Anni garanzia	2
CE EN12182	sì

REGOLAZIONI



COLORI DISPONIBILI



NEATECH.it s.r.l.

Via A. De Curtis 4/a

80040 Cercola (NA) ITALIA

tel 081 555.19.46

web www.neatech.it

e-mail info@neatech.it

REV. 2022-07 ITA