

# SCOOTER PIEGHEVOLE COMPATTO



**Q40**  
ROBOTOER



Telaio in fibra  
di carbonio



Portata  
136 kg



Peso 19,9 kg

# VANTAGGI E CARATTERISTICHE



## Display LED

Indicazione del livello di velocità e dell'autonomia residua.



## Bracciolo estraibile e ribaltabile

Disponibile per diversi tipi di corporatura.



**Pieghevole rapidamente.**

**Luce anteriore e posteriore**  
Illumina il tuo cammino nell'oscurità con la luce anteriore e posteriore.



# SPECIFICHE TECNICHE

<b>Modello</b>	Q40	<b>Capacità batteria</b>	(10Ah) / 20Ah
<b>Dimensioni complessive</b>	998 × 565 × 931 mm	<b>Autonomia</b>	15KM(10Ah) / 30KM(20Ah)
<b>Dimensioni da chiuso</b>	60 × 565 × 275 mm	<b>Altezza massima ostacolo</b>	55 mm
<b>Dimensioni seduta</b>	415 × 340 mm	<b>Larghezza massima fossato</b>	100 mm
<b>Metodo di chiusura</b>	Chiusura manuale	<b>Pendenza superabile</b>	10°
<b>Portata massima</b>	136 kg	<b>Diametro ruote anteriori</b>	8"
<b>Peso netto</b>	Circa 19,9 kg	<b>Diametro ruote posteriori</b>	9"
<b>Grado di impermeabilità</b>	IPX5	<b>Colore</b>	Verde / Bianco
<b>Velocità</b>	3 - 6 - 8 km/h (selezionabile)		

# G40

## ROBOTER



### Adattabilità

Si ripiega e si apre rapidamente fino a raggiungere dimensioni compatte.



### Stabilità

Sterza stabilmente per un'esperienza di guida più sicura.



### Tecnologia NFC

Si sblocca senza chiave grazie alla tecnologia NFC.



### Manubrio regolabile

Manubrio regolabile per una guida confortevole.



### Leggero e compatto

Si piega rapidamente, è compatto nelle dimensioni e leggero.



### Accessori

Braccioli, cintura di sicurezza, cestino sotto seduta, cestino frontale, porta bastone, porta cellulare.



**300+**

Partner  
in tutta  
**Italia.**



Scopri come **Q40** può fare  
la differenza, visita **bodytech.it**

