T-TOUCH

TERMOMETRO AD INFRAROSSI



Tecnologia IR a contatto

La temperatura è rilevata in modo istantaneo appoggiando il termometro sulla fronte.

Misurazione Smart

La temperatura viene rilevata in modo automatico senza premere alcun pulsante.

Ad avvenuta misurazione il dispositivo emette un segnale acustico.

Allarme di febbre

Notifica di febbre visiva attraverso LED colorato ed allarme sonoro.

Temperatura	Colore LED	Significato
35.5 - 37.5 °C	Verde	Normale
≥37.5 °C	Rosso	Febbre
<35.5 °C	Blu	Troppo bassa

Ampia memoria

Memorizza fino a 20 risultati per semplificare il monitoraggio della temperatura.

Risparmio energetico

Basso consumo: più di 1200 misurazioni con 1 batteria CR2032. Spegnimento automatico.

Tascabile

Il termometro IR compatto da portare sempre con te (soli 2,5 x 4,5 cm).

ACCESSORI IN DOTAZIONE

BATTERIA DA 3 V
CR2032
CUSTODIA MORBIDA

CODICE TR 100401

8 054619 107768

T-EASY

TERMOMETRO AD INFRAROSSI



Tecnologia IR senza contatto

Permette di effettuare misurazioni entro 3 cm dalla fronte garantendo il rispetto delle condizioni igieniche.

Misurazione istantanea

Impiega 1 solo secondo per misurare la temperatura.

Reset automatico

Previene gli errori causati da misurazioni troppo ravvicinate.

Allarme di febbre

Notifica di febbre visiva e sonora: tripla retroilluminazione e 2 diversi buzzer per indicare temperature differenti.

Temperatura	Colore Schermo	Significato
<37.5 °C	Verde	Normale
37.5 - 38.0 °C	Giallo	Febbre Lieve
≥38.0 °C	Rosso	Febbre Alta

Ampia memoria

Memorizza fino a 30 risultati per semplificare il monitoraggio della temperatura.

Doppia modalità

Misura sia la temperatura corporea che quella delle superfici.

Risparmio energetico

Si spegne automaticamente dopo 30 secondi.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

BORSA DI TRASPORTO

BATTERIE DA 1.5 V
2x Alcaline AAA.

CODICE TR 100500/01

8 054619 106587